

Intracurette SR

Curetta semirigida tipo "Karman"
per aspirazione intrauterina

*Flexible intrauterine suction
curette - "Karman" style*



 Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo. La flessibilità della curetta permette un curettaggio delicato. Disponibile in 9 diversi diametri con codice colore per una facile identificazione. Si connette direttamente al tubo di aspirazione.

 Used during voluntary pregnancy termination procedures or following miscarriage. Flexibility of the material allows a gentle curettage. Available in 9 different colour-coded sizes (diameter) for an easy identification. It can be connected directly to the suction tubing.

Cod.	Colore - Color	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720156	Bianco White	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 4 mm Length 24 cm - O.D 4 mm	50 pz./pcs.
720157	Beige Beige	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 5 mm Length 24 cm - O.D 5 mm	
720114	Grigio Grey	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 6 mm Length 24 cm - O.D 6 mm	
720115	Giallo Yellow	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 7 mm Length 24 cm - O.D 7 mm	
720116	Arancione Orange	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 8 mm Length 24 cm - O.D 8 mm	
720117	Rosso Red	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 9 mm Length 24 cm - O.D 9 mm	
720118	Verde Green	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 10 mm Length 24 cm - O.D 10 mm	
720119	Azzurro Light Blue	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 11 mm Length 24 cm - O.D 11 mm	
720120	Blu Blue	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 12 mm Length 24 cm - O.D 12 mm	

