

Intracurette RC

Curetta rigida curva per aspirazione intrauterina

Rigid curved intrauterine suction curette



 Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo.

La zigrinatura opaca sulla curetta permette di visualizzare la profondità di inserimento.

Punta con bordi levigati.

Si connette direttamente al tubo di aspirazione.

Disponibile in 6 diversi diametri.

 Used during voluntary pregnancy termination procedures or following miscarriage.

A frosted strip on the curette allows the visualization of insertion depth.

Smooth edge tip.

It can be connected directly to the suction tubing.

Available in 6 different sizes (diameter).

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720167	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 7 mm Length 18,5 cm - O.D 7 mm	50 pz./pcs.
720126	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 8 mm Length 18,5 cm - O.D 8 mm	
720127	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 9 mm Length 18,5 cm - O.D 9 mm	
720128	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 10 mm Length 18,5 cm - O.D 10 mm	
720129	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 11 mm Length 18,5 cm - O.D 11 mm	
720130	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 12 mm Length 18,5 cm - O.D 12 mm	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

