


Amnioper

Perforatore amniotico
Amniotic perforator



 Per la rottura intenzionale della membrana amniotica durante il parto.
È provvisto di un uncino affilato ed atraumatico che lacera la membrana.
La forma anatomica e l'impugnatura con profilo scanalato ne permettono l'impiego in modo sicuro e confortevole.

 For intentional rupture of the amniotic membranes during labour.
It is provided with a sharp and atraumatic hook allowing membrane snagging.
Its anatomic shape and ergonomic handle allow a safe and comfortable use.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720193	Lunghezza 25 cm Length 25 cm	250 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

