


# Specuvag

Speculum vaginale con bloccaggio a paletta centrale  
*Vaginal speculum with central key locking system*



 Per la dilatazione del canale vaginale e l'esposizione del collo dell'utero.

Il sistema di bloccaggio tramite paletta centrale permette un bloccaggio delle valve sicuro e veloce.

La paletta centrale può essere piegata verso il basso per l'inserimento di strumentario.

 To widen the vaginal canal and expose the uterus neck. The central key locking system allows a safe and fast locking of the valves.

The central key can be bent down for an easier introduction of instruments.

Cod.	Colore - Color	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720101	Paletta bianca White central key	Piccolo - Ø 20 mm Small - Ø 20 mm	180 pz./pcs.
720098	Paletta blu Blue central key	Piccolo - Ø 24 mm Small - Ø 24 mm	
720102	Paletta rossa Red central key	Medio - Ø 26 mm Medium - Ø 26 mm	
720103	Paletta verde Green central key	Grande - Ø 30 mm Large - Ø 30 mm	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - Disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

