




U-Cut

Forbice lunga in plastica con lama in acciaio
Long plastic scissors with steel blades



 Per la rimozione di suture, procedure mediche generiche e ove è necessario recidere fili, garze e affini. U-CUT è una forbice monouso in plastica la cui caratteristica principale è di essere stretta ed allungata, con lame in acciaio inox accuratamente affilate per un taglio preciso e sicuro.

 It is used for suture removal, general medical procedures and where it is necessary to cut strings, gauzes and similar. U-CUT is a plastic disposable scissor whose main feature is the long and narrow shape; it is provided with stainless steel blades with accurate sharpening allowing a precise and safe cut.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
770114	Lunghezza 22 cm Length 22 cm	50 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

