




Cerviblok

Ago per anestesia paracervicale
Paracervical block needle



 Per anestezizzare localmente l'area paracervicale prima di trattamenti o piccole operazioni. Il diametro dell'ago permette di eseguire anestesi indolori. Continuità di diametro tra la cannula e l'attacco luer lock.

 It is used to anaesthetize the paracervical area locally before regional treatments or minor surgery. The thin diameter of the needle allows low-pain anesthesia. Continuity of diameter between cannula and luer lock connector.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720209	Dispositivo: Lunghezza 19 cm - Ago: 30 G x 4 mm Device: Length 19 cm - Needle: 30 G x 4 mm	30 pz./pcs.
720210	Dispositivo: Lunghezza 19 cm - Ago: 30 G x 6 mm Device: Length 19 cm - Needle: 30 G x 6 mm	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

